

Matthys-Drain® A Set

Steriles Besteck zur Drainage von Luft und Flüssigkeiten aus Körperhöhlen

(nach Prof. Matthys)



Artikel Nr. 100 000 53

- Katheter kann überall gelegt werden
- kein operativer Eingriff und zusätzliches chirurgisches Besteck nötig
- kleine Stichwunde, keine Narbenbildung
- Mobilität des Patienten bleibt erhalten
- Liegezeit bis zu 30 Tagen
- Transport des Patienten über größere Höhendifferenzen und im Flugzeug möglich
- Doppelrückschlagventil erlaubt spontane Drainage oder spontanes Absaugen von Luft und Sekret mit 30 ml Spritze

Anwendungsbereiche

- Pneumothorax
- Pleuraergüsse
- Pleuraempyeme
- Ascites
- Perikardergüsse
- Paravertebralabszesse



Bösch GmbH

Feinmechanik und Medizintechnik

Im Eichen 1

D – 79288 Gottenheim (Germany)


Tel: (+49) (0) 7665 93456-0 • Fax: (+49) (0) 7665 7158

info@boesch-gmbh.de

www.boesch-gmbh.de

Allgemeine Produktinformation

Artikel Nr.: 100 000 53
PZN 1909356
Artikelbezeichnung: Matthys-Drain® A Set



Pos.	Bezeichnung	Material	Abmessung
1	Punktionseinheit (Kanüle, Katheter, Katheterhülle)	Medizinischer Stahl, HDPE, ABS, PUR	Katheter AD = 2,7 mm, L = 450 mm
2	Aufsteckeinheit (3-Wegehahn, Kanüle stumpf, Rückschlagventil)	Medizinischer Stahl, ABS, Lexan, Silicon, Makrolon	
3	Rückschlagventileinheit Verbinder, Rückschlagventil	PVC, ABS	
4	Spritze, 30 ml	PP	
5	Sekretbeutel, 2000 ml	PVC	
6	Knickschutz	PVC	
7	Gebrauchsanweisung		

Verpackung	Material	Inhalt (Stk.)
Sterilverpackung	PA/PE + med. Papier	1
Lagerverpackung	Kartonage	12

Lagerungshinweise

- * Temperatur: 15°C – 40°C
- * Rel. Luftfeuchte: 18% – 80%
- * Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Rev. 2015/07

Achtung

Diese Vorlage unterliegt nicht dem
Änderungsdienst