

# Matthys-Drain® B Set

## Steriles Besteck zur Drainage von Luft und Flüssigkeiten aus Körperhöhlen

(nach Prof. Matthys)



**Artikel Nr. 100 000 88**

- Katheter kann überall gelegt werden
- kein operativer Eingriff und zusätzliches chirurgisches Besteck nötig
- kleine Stichwunde, keine Narbenbildung
- Mobilität des Patienten bleibt erhalten
- Liegezeit bis zu 30 Tagen
- Transport des Patienten über größere Höhendifferenzen und im Flugzeug möglich
- Doppelrückschlagventil erlaubt spontane Drainage oder spontanes Absaugen von Luft und Sekret mit 30 ml Spritze

## Anwendungsbereiche

- Pneumothorax
- Pleuraergüsse
- Pleuraempyeme
- Ascites
- Perikardergüsse
- Paravertebralabszesse



**Bösch GmbH**

**Feinmechanik und Medizintechnik**

Im Eichen 1

D – 79288 Gottenheim (Germany)

Tel: (+49) (0) 7665 93456-0 • Fax: (+49) (0) 7665 7158

[info@boesch-gmbh.de](mailto:info@boesch-gmbh.de)


[www.boesch-gmbh.de](http://www.boesch-gmbh.de)

# Allgemeine Produktinformation

**Artikel Nr.:** 100 000 88

**PZN**

**Artikelbezeichnung:** Matthys-Drain® B Set



<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Material</b>	<b>Abmessung</b>
1	Punktionseinheit (Kanüle, Katheter, Katheterhülle)	Medizinischer Stahl, HDPE, ABS, PUR	Katheter AD = 3,3 mm, L = 510 mm
2	Aufsteckeinheit (3-Wegehahn, Kanüle stumpf, Rückschlagventil)	Medizinischer Stahl, ABS, Lexan, Silicon, Makrolon	
3	Rückschlagventileinheit Verbinder, Rückschlagventil	PVC, ABS	
4	Spritze, 30 ml	PP	
5	Sekretbeutel, 2000 ml	PVC	
6	Knickschutz	PVC	
7	Gebrauchsanweisung		

<b>Verpackung</b>	<b>Material</b>	<b>Inhalt (Stk.)</b>
Sterilverpackung	PA/PE + med. Papier	1
Lagerverpackung	Kartonage	12

## Lagerungshinweise

- \* Temperatur: 15°C – 40°C
- \* Rel. Luftfeuchte: 18% – 80%
- \* Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Rev. 2015/07

## **Achtung**

Diese Vorlage unterliegt nicht dem  
Änderungsdienst