

Vollgesichtsmaske mit Bakterien / Virenschutzfilter schraubbar Allgemeine Produktinformation



Artikelbezeichnung:

Vollgesichtsmaske mit Bakterien / Virenschutzfilter

Die Vollgesichtsmaske mit Bakterien / Virenschutzfilter besteht aus einer umgebauten Tauchervollgesichtsmaske, versehen mit einem Spezialadapter und einem Bakterien-/Virenfilter. Die Maske verfügt über eine gute Ventilation bei Belastung und in Ruhe. Der Inhalations- und Expirationskanal sind getrennt.

Die Vollgesichtsmaske ist ein idealer Schutz im Umgang mit Patienten (z.B. Bronchoskopie, Intensivstation etc.)

Sie kann gereinigt und desinfiziert werden.

Es wurde eine BGA in Ruhe ohne und mit Atemmaske nach 8 Minuten durchgeführt.

Danach wurde nach je 4 Min und einer Belastung von 50W sowie 100W eine BGA durchgeführt.

Dabei wurde eine transkutane CO₂-Messung mitgeschrieben. Der CO₂-Gehalt liegt im Normalbereich.



Die Vollgesichtsmaske ist in folgenden Größen erhältlich:

Größe	Artikel-Nr.
X - S	100 000 02 X - S
S - M	100 000 02 S - M
M - L	100 000 02 M - L
L - XL	100 000 02 L - XL

Bakterien / Virenschutzfilter Artikel-Nr. 500 013 60

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an folgende Adressen:

Bösch Feinmechanik und Medizintechnik GmbH.

Im Eichen 1
D - 79288 Gottenheim
Tel: 07665 93456-0
Fax: 07665 7158
info@boesch-gmbh.de
www.boesch-gmbh.de

Tauchcenter Freiburg GmbH.

Herr Axel Früh
Gundelfinger Straße 19
D-79108 Freiburg
Tel.: 0761/5561335
Mobil: 0175/5900414
axel@tauchcenter-freiburg.de
www.tauchcenter-freiburg.de

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

